

POD K8 CARBON GINOCCHIERE



COPPIA GINOCCHIERE POD K8 CARBON SPEDIZIONE GRATIS

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo:

Prezzo di vendita: € 689,00

Ammontare IVA:

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

COPPIA GINOCCHIERE POD K8 CARBON

K8 CARBONIO

Dotato di sistema brevettato Human Motion®, utilizza i legamenti ammortizzanti ingegnerizzati da materiali avanzati per supportare il movimento del ginocchio triassiale naturale.

I telai in fibra di carbonio si combinano con il sistema di cerniere Human Motion® e i componenti modulari consentono di creare la propria

ginocchiera personalizzata.

Altissimo standard di protezione dell'articolazione del ginocchio. Pod K8 e' la ginocchiera piu' snella e robusta in commercio. Telaio in fibra di carbonio.

Pod e' stata sviluppata con la collaborazione dei migliori piloti professionisti.

MISURAZIONI: a gamba dritta misurare la larghezza del ginocchio. Sempre consigliabile farsi aiutare.

TAGLIE:

Small: larghezza ginocchio 10,0- 10,8 cm

Medium: larghezza ginocchio 10,8 – 11,4 cm

Large: larghezza ginocchio 11,4 – 12,0 cm

X-Large: larghezza ginocchio 12,0 – 12,7 cm

Sizing Guide:


POD knee braces are size and side specific and correct sizing is vital to the performance of the brace. Due to varying shapes, knee measurements should only be used as a guide when determining the correct brace size.

KNEE MEASUREMENT

KNEE WIDTH

Knee width measurement should be taken across the centre of the knee using the POD® Sizing Tool. Take measurements in a weight bearing position at full extension (i.e. with leg fully straight).


Size	Knee Width Measurements
Youth Medium	8.8 - 9.4 cm 3.5 - 3.7"
Youth Large	9.4 - 10.2 cm 3.7 - 4.0"
Small	10.2 - 10.8 cm 4.0 - 4.3"
Medium	10.8 - 11.4 cm 4.3 - 4.5"
Large	11.4 - 12.0 cm 4.5 - 4.7"
X-Large	12 - 12.7 cm 4.7 - 5.0"



KNEE CIRCUMFERENCE

If you don't have access to a sizing tool a measurement can be taken of the knee circumference. Knee circumference measurement should be taken directly under the knee cap using a soft tape measure or string. Take measurements in a weight bearing position at full extension (i.e. with leg fully straight).

Size	Knee Circumference Measurements
Youth Medium	27.5 - 29.5 cm 10.8 - 11.6"
Youth Large	29.5 - 32 cm 11.6 - 12.6"
Small	32 - 34 cm 12.6 - 13.4"
Medium	34 - 36 cm 13.4 - 14.2"
Large	36 - 38 cm 14.2 - 15.0"
X-Large	38 - 40.2 cm 15.0 - 15.8"



NOTE

Please be aware that POD® Knee Braces are size and side specific. Brace function will be compromised if the incorrect size and/or side is fitted

STEP 1: Knee Width

Measure across the centre of the knee using the POD Sizing Tool. Take measurements in a weight bearing position at full extension (i.e. with leg fully straight).

STEP 2: Knee Circumference Measurement

Measure the circumference of the knee directly underneath the kneecap using a soft tape measure or string. Take measurements in a weight bearing position at full extension (i.e. with leg fully straight).

STEP 3: Try Brace On

Walk and bend your leg to aid the brace in settling. The brace should feel comfortably snug.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.